

# HET VERMOGEN HEBBEN OM EEN LEVEN TE REDDEN

Wat er in de eerste minuten na een acute hartstilstand gebeurt, kan het verschil tussen leven en dood maken. Een AED (Automatisch Externe Defibrillator) geeft bij een hartstilstand een schok die probeert het hart weer normaal te laten kloppen. Met onze HeartStart HS1 AED kan vrijwel iedereen een plotselinge hartstilstand behandelen door snel en effectief een schok toe te dienen. Zo kunnen overal levens worden gered: op het werk, tijdens het sporten, onderweg, etc.



## LEVENSBELANG

Een hartstilstand kan iedereen overkomen, ook gezonde mensen. Een hartstilstand gebeurt onverwacht en bijna altijd zonder voorafgaande symptomen. De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. Meestal is professionele hulp pas na 15 minuten aanwezig. De overlevingskans daalt echter elke minuut met circa 10% als er geen elektrische schok wordt toegediend. Het is dus van levensbelang dat er zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd wordt. Alleen reanimatie en defibrillatie binnen zes

minuten biedt de patiënt een goede overlevingskans.

## EENVOUDIGE BEDIENING

De HeartStart HS1 AED is uiterst gebruiksvriendelijk. Gesproken instructies en visuele pictogrammen worden geactiveerd zodra je aan het groene handvat trekt. De instructies volgen het tempo van je handelingen en begeleiden je zo tijdens het hele proces, van het aanbrengen van elke pad op de patiënt tot het toedienen van een defibrillatieschok en het uitvoeren van de reanimatie.

WE KNOW FIRE  
WE KNOW SAFETY  
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.  
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda  
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

t (076) 548 72 30  
info@saval.nl

saval.nl



### BEGELEIDING

De HeartStart HS1 AED is ontworpen voor gewone mensen in een ongewone situatie. Deze AED is het resultaat van innovatieve technologie en uitgebreide research en feedback van gebruikers. Hij is zo eenvoudig in gebruik dat je het leven van een collega, vriend of iemand anders kunt redden die door een plotselinge hartstilstand wordt getroffen. De HeartStart HS1 AED is klein en weegt slechts 1,5 kg. Duidelijke, rustig gesproken instructies leiden je door elke defibrillatiestap en helpen je bij het reanimeren. Geïntegreerde SMART-pads die op de blote huid van het slachtoffer worden geplaatst, detecteren je handelingen en zorgen dat de instructies van de AED hieraan worden aangepast. De HeartStart HS1 is voorzien van hoogwaardige technologieën van Philips ter beoordeling van het hartritme (SMART-analyse) en levering van defibrillatie energie (SMART bifasisch). Deze AED kan ook worden gebruikt voor de behandeling van baby's en kinderen.\*



\* De pad-cassette voor baby's/kinderen

### OOK TRAINING EN ONDERHOUD AED BIJ SAVAL

Iedereen kan leren reanimeren. Succesvol reanimeren en gebruik van een AED kun je daarom trainen. Reanimatie en AED gebruik wordt in diverse praktijkcursussen door Saval aangeboden. Ook voor het onderhoud van jouw AED kun je bij Saval terecht. Regelmatige onderhoudsinspecties zorgen immers voor een optimale werking op cruciale momenten: We know.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Type	HeartStart HS1
Afmeting	7 x 19 x 21 cm
Gewicht	1,5 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Luchtvochtigheid	0% tot 95% relatief, niet-condenserend
EMI (straling/ongevoeligheid)	Voldoet aan EN55011 groep 1 niveau B klasse B en EN61000-4-3
Gebruikshoogte	0 tot 4572 m
Valhoogte	1 m
Actief oppervlak elektrode	85 cm <sup>2</sup> elk
Kabellengte elektrode	137,1 cm
Capaciteit batterij	Minimaal 200 schokken of 4 uur bedrijfstijd
Bestelnummer	2116.412



### ROTAID SOLID PLUS

De Rotaïd Solid Plus is een zeer solide wandkast voor een herkenbare en robuuste behuizing van je AED in de buitenlucht. De gebruikte kunststoffen en materialen zijn beproefd in de buitenlucht en zorgen voor een langdurige bescherming van de AED tegen zon, stof, water en andere elementen. Daarnaast zijn ze volledige gerecycled zodat de Solid Plus Heat met recht een duurzaam product kan worden genoemd.



### SAVAL VEILIGHEIDSSIGNALERING: ZICHTBARE VEILIGHEID MET DE JUISTE PICTOGRAMMEN

Of het nu gaat om brandblusmiddelen, AED's, vluchtwegen of persoonlijke beschermingsmiddelen; het in bezit hebben alleen is niet voldoende. Ook mensen die minder goed bekend zijn in je pand moeten ze razendsnel kunnen vinden, zelfs in een panieksituatie.



### MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. De technisch adviseurs van Saval vertellen je graag meer over de AED die voor jouw situatie het meest geschikt is.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.